

## Peak Flow Meter Vitalograph 4300

*Für ein effektives Asthma-Management*

- ✓ Bestens geeignet für Kinder und Erwachsene
- ✓ Verstellbare Zonenmarker und Aufzeichnungstabelle
- ✓ Modernes, ansprechendes Design
- ✓ Einfache, bildliche Gebrauchsanleitung



Der **VITALOGRAPH 4300** ist ein modernes Gerät zur Messung der maximalen Ausatemungsgeschwindigkeit (dem Peak Flow) eines Patienten. Dieser Wert wird zur Überwachung z.B. einer Asthma-Erkrankung herangezogen. Das Produkt ist für die Anwendung durch eine Person bestimmt.

Sollte der Peak Flow Meter für die Nutzung durch mehrere Personen herangezogen werden, können Einweg-Mundstücke und entsprechende Adapter separat angefordert werden.

Art.Nr.	PZN	Art. Bezeichnung	VE	AVP / Stk
20043900	4244288	Peakflowmeter Vitalograph 4300	1 Stk	€ 34,40