

the difference is clear

Vitalograph asma-1

Das weltweit beste elektronische
Asthma-Aufzeichnungsgerät

Erstattungsfähig!
Hilfsmittelnummer
21.24.01.1005,
PZN 6138283

- Messung und Speicherung von PEF und FEV1
- Für die Verwendung in Klinik, Praxis und zuhause
- Bestens geeignet für Erwachsene und Kinder
- Einfache Reinigung durch abnehmbaren Messkopf
- Niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA Batterien
- Individuelle Gestaltungswünsche sind mengenabhängig realisierbar
- Pharma-Zentral-Nummer: 6138283
- Hilfsmittelnummer: 21.24.01.1005

Vitalograph ist internationaler Hersteller von Spirometern, Peak-Flow-Metern, Produkten für das Asthma- und COPD-Management und hochwertigen Verbrauchsmaterialien sowie Provider von zentralisierten Spirometrie-Lösungen für klinische Forschungen und Telemedizin.

Das Vitalograph asma-1 ist ein hoch entwickelter Asthma-Monitor, welcher die Verlaufskontrolle signifikant vereinfacht.

Das Gerät misst und speichert PEF und FEV1 und erlaubt so präzise Rückschlüsse auf den (Obstruktions-)Zustand der Atemwege. Individuell einstellbare PEF/FEV1-Zonen ermöglichen darüber hinaus patientenbezogene Asthma-Pläne.

Die Verwendung von Vitalograph Sicherheitsmundstücken gewährleistet eine sichere Nutzung durch mehrere Patienten (z.B. im Krankenhaus oder in der Arztpraxis) ohne Kreuzinfektionsrisiko.



the difference is clear



Technische Daten:

Produkt:

Vitalograph asma-1

Modell-Nr.:

4000

Angezeigte Parameter:

PEF und FEV1

Speicher:

600 PEF and 600 FEV1

Qualitätsanzeige der

Messung: Ja

Genauigkeit des FEV1:

Besser als +/-3%

Genauigkeit des PEF:

Besser als +/-5%

Volumen:

0 - 9,99L BTPS

Fluss:

0 - 999 L/min BTPS

Sensor:

Stator/Rotor

Flusswiderstand:

Besser als 0,15 kPa/L/s bei 14 L/s

Stromversorgung:

AAA Batterien

Anzeige:

Flüssigkristalldisplay

Abmessungen:

113 x 63 x 48mm

Gewicht:

55g

Arbeitstemperatur:

17-37 °C

Farbzonen:

Betrieb mit 3 Zonen

Grün/Gelb Schwelle 80%

Gelb/Rot Schwelle 50%

Zonen können vom Benutzer geändert und auf 4 erhöht werden

Leistungsnormen:

EN 13826:2003

Sicherheitsnormen:

ISO 23747:2007, EN 13826:2003

Entwickelt und hergestellt gemäß folgender QA/GMP-Standards:

CE 0086

ISO 13485:2003

FDA 21CFR820

Bestellinformation:

Artikelnummer

40003 Vitalograph asma-1

20242 Sicherheitsmundstücke mit Rückstromventil (200)

20232 Nasenklemmen (10)

Vitalograph GmbH
Rellinger Straße 64a
20257 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 547391-0
Fax: +49 40 547391-40
E-Mail: info@vitalograph.de

Vitalograph Ltd.
Maids Moreton
Buckingham
MK18 1SW England
Tel.: +44 1280 827110
Fax: +44 1280 823302
E-Mail: sales@vitalograph.co.uk

Vitalograph Inc.
13310 West 99th Street
Lenexa
Kansas 66215 USA
Tel.: +1 913 888 4221
Fax: +1 913 888 4259
E-Mail: vitcs@vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd.
Gort Road Business Park
Ennis
Co. Clare Ireland
Tel.: +353 65 6864100
Fax: +353 65 6829289
E-Mail: sales@vitalograph.ie

